

# RESE-



# CHECKLISTA



**ANSVARSBEGRÄNSNING:** Följande restips är endast avsedda som information. Permobil gör inga kliniska eller driftsmässiga utfästelser och lämnar inga garantier gällande någon produkt, funktion eller tjänst som nämns nedan.

## INNAN DU RESER



- Ladda batterierna helt.
- Packa ned laddaren. Om du reser utomlands, kontrollera att laddaren är kompatibel.
- Se till att rullstolen nyligen har genomgått service.
- Hitta en auktoriserad Permobil-återförsäljare på resmålet.
- Skriv ned serienumret och ta det med dig.
- Överväg att skaffa väskkrokar, armstödsväskor eller en Permobil bagagebox för extra förvaring.

## RESA MED BIL



- Om du reser med rullstolen på utsidan av fordonet ska du se till att rullstolen skyddas med ett vattentätt överdrag.
- Se till att rullstolen sitter ordentligt fast på fordonet.
- Överväg att använda säkerhetslås om du planerar att lämna rullstolen på fordonet utan tillsyn.

## OM NÅGOT HÄNDER MED RULLSTOLEN



- Gör en skadeanmälan till flygbolaget eller annan researrangör innan du lämnar flygplatsen.
- Kontakta en lokal auktoriserad Permobil-återförsäljare eller den lokala Permobil-representanten. De kommer göra allt som står i deras makt för att hjälpa dig att komma igång igen.

## VID RESOR MED FLYGPLAN



- Kontakta flygbolaget i god tid för att planera transporten av din rullstol. Var noga med att beskriva vilken typ av rullstol du använder och tänk över flygplanets storlek för att säkerställa att den passar dina behov.
- Tänk på att vissa flygbolag kan be dig att skriva under ett avstående gällande deras ansvar för din rullstol under transport.
- Skriv ned vilken typ av batterier som är installerade på rullstolen och hur mycket rullstolen väger. Vissa flygbolag kan be om denna information.
- Ta foton av rullstolens skick innan du checkar in på flygplatsen.
- Kontakta assistansservice när du är 5–10 minuter därifrån så att de kan möta dig vid ankomst.
- Se till att informera incheckningspersonalen om all medicinsk utrustning du har så att de kan markera den som ömtålig.
- Be om att rullstolen transporteras upprätt i ett stabilt läge.
- Ta bort den övre delen av ryggstödsskalet och lägg den i sitsen för att minska höjden på rullstolen och göra det lättare att lasta i och ur den.
- Placera joysticken på insidan av armstödet för att skydda den ytterligare under transport.
- Sätt rullstolens drivmotorer i frikopplingsläge och stäng av strömbrytaren så att flygpersonalen kan flytta rullstolen utan att köra den.
- Se till att rullstolens sittsystem är inlindat i krympfilm innan det lastas för att hålla ihop ryggstödet och övriga komponenter under transporten.
- Använd bubbelplast vid behov för mer skydd, exempelvis för nackstöd, omni-skärmar eller andra tillbehör.
- Fäst en etikett med dina kontaktuppgifter på rullstolen och eventuella löstagbara delar.
- När du kommer till gaten, fråga gatepersonalen om du kan prata med rampansvarig. Du kan ge dem checklisten och förklara hur de ska ta hand om rullstolen.
- Ta med dig dynan ombord på flygplanet för ökad komfort på resan.
- Kom ihåg att föra din egen talan. Det som fungerar för andra kanske inte fungerar för dig.

Se bruksanvisningen för ytterligare säkerhetstips och transportriktlinjer.